



この装置は爪の付け根（後爪郭・こうそうかく）の毛細血管をカメラで映し出し、血流の状態を観測する小型血流SCOPEです。

血流動画はリアルタイムにWi-Fi経由でスマホに送られて観測することができます。

セットはUSBバッテリーを接続するだけで動作するため、どんな場所でも観測出来ます。

セットは小型・軽量（本体450g）で持ち運びに便利です。

機器構成




毛細血管血流画像

血流動画はスマホで見ることができます。



測定方法



携帯用ケース



他製品との違い

- バッテリーで動作するため家庭用電源が不要です。
- Wi-Fiで画像を送るためスマホでリアルタイム画像を観察出来ます。
- パソコンやテレビモニターのような大きな映像機器は不要です。
- 取扱が簡単で低価格です。